

# 検査ニュース

No.106

ご挨拶

平素より、佐賀県医師会成人病予防センター業務には、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
今回は、「新たに保険適用が認められた検査項目」についてご案内申し上げます。

佐賀県医師会成人病予防センター  
担当理事 志田 正典

## ● 抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体 【平成 22 年 5 月 1 日適用】

びまん性(diffuse 型)強皮症に特異性の高い抗体です。強皮症腎(腎クリーゼ)のリスク予測や、発症後のモニタリングに有用です。

検査項目	採取容器	検体量	所要日数	実施料 判断料	検査方法	基準値及び単位	備考
抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体	スピッツ 茶色栓 9ml用	血清 0.3	2~8	170 ※5	ELISA	28未満 Index	判定基準 28未満(-) 28~50未満(±) 50以上(+)

※5 144点(免疫学的判断料)

### ▼ 診療報酬算定条件

びまん性型強皮症の確定判断を目的として行った場合には、1回を限度として算定できる。診断において陽性と認められた患者に関し、腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、腎クリーゼ発症後の者については、病勢の判定指標として測定した場合に、それぞれ3ヶ月に1回を限度として算定できる。

## ● インタクト I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact P I NP) 【平成 22 年 6 月 1 日適用】

代謝性骨疾患(主に骨粗鬆症)患者に対する現在の骨代謝(骨形成)状態の把握、骨代謝改善治療薬の選択、治療後の効果判定やモニタリングに有用です。

検査項目	採取容器	検体量	所要日数	実施料 判断料	検査方法	基準値及び単位	備考
インタクト I 型 プロコラーゲン-N- プロペプチド (Intact P I NP)	スピッツ 茶色栓 9ml用	血清 0.3	3~9	170 ※4	RIA 2抗体法	男性 19.5~71.2 閉経前女性 14.9~68.8 ( $\mu\text{g/L}$ )	

※4 144点(生化学的検査Ⅱ判断料)

### ▼ 診療報酬算定条件

骨型アルカリホスファターゼ(BAP)<170点>、インタクト I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact P I NP) <170点>及びアルカリホスファターゼ・アインザイム(ポリアクリルアミドディスク電気泳動法) <180点>のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

## お知らせ

### 《婦人科細胞診にベセスダ分類を採用》

細胞診検査(子宮頸がん検診を含む)では、従前の日母クラス分類判定に代わって、現在、注目されている HPV 感染との関係を、より明確にしたベセスダ分類を導入することになりました。

9月1日受付分より、細胞判定及び表記をベセスダ分類に移行しますが、当分の間、日母分類も併記し、診療現場の混乱を最小限となるよう努めたいと思います。検査依頼書への記入内容がより詳しくなりますので、ご協力ください。不明な点などは、問い合わせいただければ幸いです。

佐賀県医師会成人病予防センター (0952-31-8832)