

検査ニュース Vol.4 No.8

ご挨拶

平素より佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・検査センターの業務にご協力及びご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今回は、ユーザーセットのご案内、便ヘモグロビン検査容器および新型コロナウイルス遺伝子検査の受託についてご案内致します。

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター
専務理事 枝 國 源 一 郎

●ユーザーセットのご案内

佐賀県健康づくり財団では、医療機関が独自に検査項目を設定できる『ユーザーセット』を設けております。依頼書への記入が簡便になります。

また、産業医健診等を行われている医療機関は、各事業所での『ユーザーセット』作成も可能です。以前センターセットとして作成しておりました『職場健診』『健康診断（ヘルシー）』につきましては、ご要望の医療機関様には『ユーザーセット』として、ご利用しやすい価格でのご案内をさせていただきます。是非ご検討ください。

お問い合わせ 臨床検査渉外課（担当：野田・古賀）

【9999】▲▲クリニック 様(0952-12-3456) ユーザーセット一覧

セット番号	ユーザーセット1	ユーザーセット2	ユーザーセット3	ユーザーセット4	ユーザーセット5
セット名	職場健診	健康診断			
採血管種類	スピッツ アンチ 血糖	スピッツ アンチ 血糖			
セット項目	AST ALT γ-GT 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール 血糖 (7項目93点)	総ビリルビン 直接ビリルビン 総蛋白 アルブミン AST ALT LD γ-GT ALP コリンエステラーゼ 総コレステロール 中性脂肪 血清アミラーゼ 尿酸 クレアチニン 尿酸 カルシウム 血糖 HDLコレステロール LDLコレステロール (19項目109点)			
実施料(点)	114	130			
判断料(点)	血液学的検査 125 生化学的検査(1) 144 269	血液学的検査 125 生化学的検査(1) 144 269			

●便ヘモグロビン定性/便ヘモグロビン（精密）提出容器について


便ヘモグロビン定性/便ヘモグロビン（精密）検査につきましては、当財団内で比較検討を行ったところ、専用容器以外の容器での提出の場合、専用容器に比べ、経時的変化により陽性率が低下する（偽陰性化）ことが確認されました。

検査結果の精度を保つため、令和3年2月1日からは便容器の取り扱いを中止し、便ヘモグロビン専用容器のみでの受付とさせていただきます。

便ヘモグロビン専用容器



便容器



検査ニュース Vol.4 No.8

●新型コロナウイルス遺伝子検査の受託について（行政検査のみ）

当財団では、測定器の導入や検査手技の習熟訓練などの体制を整え、令和2年10月より医療機関からのLAMP法による新型コロナウイルス遺伝子検査の受託を開始しています。今回リアルタイムPCR検査機器導入により、検査受入件数を増加することが出来ることとなりましたので、ご案内いたします。


以前ご案内した通り、医療機関より当日の午前中（12時）までに予約いただいた検体につきましては、翌日の午前中に報告書をお届けしています。

新型コロナウイルス遺伝子検査の検体は、当初、唾液のみを受託しておりましたが、鼻咽頭拭い液による検査も受託出来ることとなりました。唾液検体では採取時に飛沫を発生することが少ない点で、周囲への感染拡散にリスクが低い検体と考えられますが、十分な唾液量（1～2mL）が必要となります。鼻咽頭拭い液については、適切な部位から採取することが重要ですが、検体採取中に被験者がクシャミをすることがあり、検体採取する人の防護が大切になります。しかし、鼻咽頭ぬぐい液では、有症状者では発症から10日目以降でもウイルス検出率は比較的高いことが報告されております。SARS-CoV-2は上気道から感染するため、感染初期には鼻咽頭ぬぐい液は最も標準的で信頼性の高い検体と考えられます。

項目コード No	検査項目	検査材料	採取容器	保存 (安定性)	実施料 判断料	所要日数	検査方法
3926	新型CoV 核酸検出[PCR]	鼻咽頭ぬぐい液	ウイルス輸送液 + スワブ	冷蔵	1800 ※7	1～2	リアルタイム PCR
3927		唾液	滅菌サリペット (コットン)				

※7 微生物学的判断料

■容器について 検体のご提出は、三重梱包をお願いいたします。



	品 目 名	用途	単位
①	ウイルス輸送液	鼻咽頭	1個
②	スポンジスワブ	鼻咽頭	1個
③	滅菌サリペット(コットン)	唾液	1本
④	吸収バッグ6連	三重梱包	1個
⑤	バリアパウチ(専用チャック袋)	三重梱包	1袋
⑥	バリアボックス(外箱)	三重梱包	1箱

以上の容器は佐賀医協にて取り扱っております。